

# DOSETRACK

## Registrar una empresa

En su PC abra un navegador web y vaya a la siguiente dirección: <https://dosetrack-production.up.railway.app/>


1. Debe iniciar sesión en el sistema. Para ello puede usar las credenciales de Google si ya es usuario de algún servicio de esta empresa o puede crear un nuevo usuario y contraseña. Una vez creado el usuario o habiendo accedido con sus credenciales de Google, el paso siguiente es dar de alta la empresa.
2. Le aparecerá una pantalla invitándolo a ingresar como operador. En su lugar diríjase a esta dirección usando el mismo navegador: <https://dosetrack-production.up.railway.app/?company>
3. Complete los datos de su empresa. Utilice datos verídicos.
4. Presione el botón "Registrarme y crear empresa a mi cargo".

Será redirigido a la página principal de la aplicación.

## Períodos

Los períodos son ventanas de tiempo que se utilizan para enmarcar los datos recolectados en una franja temporal.

Para registrar los films, primero debe crear un período de carga de datos del mismo. Siga estas instrucciones:



1. Haga click en "Dosímetros" en el menú de la izquierda.
2. Presiones el botón "Nuevo Período"
3. Complete los datos del período.

The image shows a modal window titled "Nuevo Período" with a close button (X) in the top right corner. The form contains three main sections: "Período" with a text input field and a placeholder "Período asignado al film en formato AAAA-MM (2023-05)"; "Inicio del Período" with a date input field in "mm/dd/yyyy" format and a calendar icon, with a placeholder "Fecha en la que inicia el período."; and "Fin del Período" with a date input field in "mm/dd/yyyy" format and a calendar icon, with a placeholder "Fecha en la que finaliza el período.". At the bottom right, there are three buttons: "Cerrar" (grey), "Guardar" (blue), and "Eliminar" (red).

4. Presione el botón "Guardar"


## Registros de Films

Para registrar un film, primero debe crear un período, vea el párrafo anterior. Para registrar un film, siga estos pasos:

1. Preione el boton "Nuevo Film".

The image shows the 'dosetrack' web application interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Dashboard, Administrador, Operadores, Dosímetros, Cargar Films, Informes, Dosis, and Salir. The main content area is divided into three sections: "Dosímetros", "Períodos", and "Films". The "Dosímetros" section has a table with columns "Marca", "Modelo", and "SN", containing one row with values "ACME", "1231", and "1234123412", and a "Nuevo dosímetro" button below it. The "Períodos" section has a table with columns "Período" and "Desde", containing one row with values "202305" and "1-5-2023", and a "Nuevo Período" button below it. The "Films" section has a table with columns "Código" and "Periodo", containing one row with values "FILM01" and "202305", and a "Nuevo film" button below it. The "Nuevo film" button is circled in green.

2. Complete el formulario. El campo "Código" es un campo que debe usar internamente para identificar el film.



**Nuevo Film** [X]

Código  
[Campo de texto vacío]  
Código asignado por la empresa

Período  
[Seleccione un período] [v]  
Seleccione el período

Estado  
[Habilitado] [v]  
Si el dosímetro se encuentra en servicio

[Cerrar] [Guardar] [Eliminar]

3. Presione "Guardar"

## Registrar dosímetros digitales

Una vez creado el período, puede registrar los dosímetros:

1. Presione el botón "Nuevo Dosímetro"



**dosetrack**

- Dashboard
- Administrador
- Operadores
- Dosímetros
- Cargar Films
- Informes
- Dosis
- Salir

### Dosímetros

| Marca | Modelo | SN         |
|-------|--------|------------|
| ACME  | 1231   | 1234123412 |

**Nuevo dosímetro**

### Períodos

| Período | Desde    |
|---------|----------|
| 202305  | 1-5-2023 |

**Nuevo Período**

2. Complete los datos del dosímetro

The screenshot shows a modal window titled "Nuevo Dosímetro" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Marca**: Text input field with placeholder "Marca del dosímetro".
- Modelo**: Text input field with placeholder "Modelo del dosímetro".
- Número de serie**: Text input field with placeholder "Número de serie que el fabricante le asigna al dosímetro".
- Fecha de última calibración**: Date picker field with placeholder "mm/dd/yyyy" and a calendar icon. Placeholder text below: "fecha de la última calibración hecha al dosímetro".
- Estado**: Dropdown menu with "Habilitado" selected and a downward arrow. Placeholder text below: "Si el dosímetro se encuentra en servicio".

At the bottom right of the form are two buttons: "Cerrar" (grey) and "Guardar" (blue).


3. Presione el botón "Guardar".

Registre todos los dosímetros necesarios.

## Operadores

Los operadores son quienes manipulan el equipamiento e insumos. Para registrar un operador siga estos pasos:

1. Siga el menú "Operadores" y presione el botón "Crear Operador"



2. Complete el formulario del operador.

**Nuevo Operador** [X]

**Apellido y Nombre**  
[Campo de texto]  
Apellido y nombre del operador (ej.: Perez, Juan)

**DNI**  
[Campo de texto]  
DNI del operador

**Licencia**  
[Campo de texto]  
Licencia del Operador

**Dosímetro**  
[Lista desplegable: Sin dosímetro]  
Dosímetro asignado

**Status**  
[Lista desplegable: Habilitado]  
Dosimeter status

[Cerrar] [Guardar]


## El token del operador

Cuando se crea un operador, se le asigna al mismo un Token de identificación. Sirve para identificar al operador al momento de registrar las dosis del dosímetro digital.

Este token se lo debe entregar al operador para que pueda registrar sus dosis. Se lo puede enviar por email o por un servicio de mensaje de texto cualquiera.

Para obtener el token de un operador, siga estos pasos:

1. Presione el ícono del lápiz del operador del cual quiere obtener su token.



2. Se visualice el token del operador.

**Modificar Operador** ✕

**Apellido y Nombre**

Operator, Pablo

Apellido y nombre del operador (ej.: Perez, Juan)

**DNI**

2222222222

DNI del operador

**Licencia**

LC890

Licencia del Operador

**Dosímetro**

ACME (1231) - 1234123412 ▼

Dosímetro asignado

**Status**

Habilitado ▼

Si el operador está habilitado

**Token**

646b55b5e2d5733b14793d29

Identificador del operador (Click para copiar)

Cerrar Guardar

3. Haciendo click sobre el Token, éste se copia automáticamente al portapapeles, de este modo lo puede pegar y enviar mediante un e-mail, por ejemplo.

## Operadores

Usted ya dió de alta a sus operadores siguiendo las instrucciones del paso anterior.

Para que un operador puede comenzar a ingresar sus dosis, debe tener un teléfono celular relativamente moderno y seguir estos pasos:

1. Desde el teléfono celular del operador, ingresar a <https://dosetrack-production.up.railway.app/>
2. El operador debe validar sus credenciales. Puede utilizar una cuenta de servicios de google o puede crearse un usuario y password.
3. Una vez validada su identidad, el operador debe ingresar su token:



The screenshot shows the 'dosetrack' application interface. At the top left is the 'dosetrack' logo, and at the top right is a hamburger menu icon. The main content area is a light gray box with a green border. Inside, it says 'Bienvenido pablushka@nomades.com.ar'. Below this, there are two links: 'Registrarme como operador' and 'Por favor Ingrese su token de indentificación'. There is a white input field for the token. Below the input field, a note states 'El token se lo debe proporcionar su empleador.' At the bottom of the green-bordered box is a blue button labeled 'Ingresar como operador'. Below this box, centered, is a red button labeled 'Cerrar sesión'.

4. Y presionar el botón "Ingresar como Operador"

Si el token es correcto, ya puede comenzar a ingresar dosis al sistema.